



Η Οφθαλμολογική σειρά

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Lacri +[®]

Παραπάνω για την άνεση του οφθαλμού

Κύριο συστατικό: cross-linked υαλουρονικό νάτρο 0,4%

Χρήση: Λίπανση, ενυδάτωση και προστασία της οφθαλμικής επιφάνειας

Οδηγίες χρήσης: 1-2 σταγόνες, 2 φορές/ημέρα

Συσκευασία: Φιάλη 10ml

Λίπανση, και προστασία των οφθαλμών των γατών και των σκύλων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποσπάστε τη μεμονωμένη δόση από τη συσκευασία κυψέλης (blister) και ανοίξτε την, περιστρέφοντας και ανασκλώνοντας το άκρο. Ρίξτε 1 έως 2 σταγόνες σε κάθε οφθαλμό πιέζοντας προσεκτικά το φιαλίδιο της μεμονωμένης δόσης, 1 έως 2 φορές την ημέρα ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου σας.

Μετά τη χρήση, κλείνετε αμέσως το φιαλίδιο μεμονωμένης δόσης, επαναποθετώντας το άκρο.

Αποφεύγετε την άμεση επαφή του άκρου με τον οφθαλμό ή το δέρμα του ζώου.

ΦΥΛΑΞΗ: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2 - 30 C. Το περιεχόμενο πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 12 εβδομάδων από το αρχικό άνοιγμα.

MP
LABO
Innovative by Nature

 **Premier
Shukuroglou**

Υπεύθυνος κυκλοφορίας για την Ελλάδα:

Premier Shukuroglou Hellas S.A.

Αγαμέμνωνος 5, 15561 Χολαργός, Αθήνα,

Τηλ: +30 210 6538061, Fax: +30 210 6537036

